

聚四氟乙烯试剂瓶/广口瓶/细口瓶/样品瓶/高温聚四氟乙烯

货号: PTFE-24



简介

聚四氟乙烯试剂瓶，又称聚四氟乙烯化学试剂瓶或特氟龙试剂瓶，是传统玻璃试剂瓶的坚固替代品。这些试剂瓶具有很强的耐酸碱性能，并配有防漏螺旋盖。这些试剂瓶非常适合实验室使用，具有出色的耐化学性，耐高温能力可达 260°C，而且经久耐用。

[了解更多](#)

型号	规格	外径	高度	内径
聚四氟乙烯小口瓶	25 毫升	36 毫米	81 毫米	21 毫米
	50 毫升	49 毫米	95 毫米	20 毫米
	100 毫升	51 毫米	98 毫米	20 毫米
	150 毫升	54 毫米	108 毫米	20 毫米
	250 毫升	70 毫米	117 毫米	35 毫米
	500 毫升	81 毫米	147 毫米	35 毫米
	1000 毫升	100 毫米	188 毫米	40 毫米
	2000 毫升	145 毫米	217 毫米	48 毫米
聚四氟乙烯广口瓶	50 毫升	50 毫米	92 毫米	35 毫米
	100 毫升	52 毫米	103 毫米	35 毫米
	150 毫升	54 毫米	106 毫米	35 毫米
	250 毫升	68 毫米	114 毫米	40 毫米
	500 毫升	81 毫米	149 毫米	40 毫米
	1000 毫升	100 毫米	192 毫米	48 毫米
聚四氟乙烯螺口平底试剂瓶	2000 毫升	144 毫米	220 毫米	63 毫米
	5 毫升	16 毫米	55 毫米	*
	10 毫升	16 毫米	108 毫米	*
	20 毫升	22 毫米	106 毫米	*
	30 毫升	25 毫米	124 毫米	*
	50 毫升	30 毫米	125 毫米	*
	100 毫升	39 毫米	139 毫米	*