

脉动真空台式蒸汽灭菌器

货号: KT-B01



简介

脉动真空台式蒸汽灭菌器结构紧凑、性能可靠，可用于医疗、制药和研究物品的快速灭菌。

[了解更多](#)

产品型号	KT-XD12DV	KT-XD20DV	KT-XD24DV
灭菌室容积	12L φ200×370mm	18L φ250×360mm	24升 φ250×470 毫米
固定工作应力	0.22 兆帕		
额定工作温度	134°C		
灭菌温度选择	105-134°C		
定时时间选择范围	0-99 分钟		
灭菌室热均匀度	≤±1°C		
电源/供电电压	AC220V.50Hz/1.8KW	AC220V.50Hz/2KW	AC220V.50Hz/2KW
外形尺寸 (毫米)	560×470×400	560×470×400	675×470×400
包装尺寸 (毫米)	655×560×495	655×560×495	765×560×495
毛重/净重	48/43 千克	52/47 千克	58/53 千克

型号	KT-35DV	KT-50DV
灭菌室容积	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm
固定工作压力	0.22Mpa	
额定工作温度	134°C	
灭菌温度选择	105-134°C	
定时时间选择范围	0-99 分钟	
灭菌室热均匀度	≤±1°C	
电源/供电电压	AC220V.50Hz/2.7KW	
外形尺寸 (毫米)	550×850×500	600×850×560
包装尺寸 (毫米)	690×860×700	690×900×700
毛重/净重	113/107千克	125/110 千克