

实验室石英管炉管式Rtp快速退火炉

货号: KT-RTP



简介

使用我们的RTP快速加热管式炉，实现闪电般的快速加热。专为精确、高速的加热和冷却设计，配有方便的滑动导轨和TFT触摸屏控制器。立即订购，实现理想的热处理！

[了解更多](#)

炉型	KT-RTP	KT-RTP Pro
温度控制器	数字PID控制器	触摸屏PID控制器
多程序预设	否	是
断电重启	否	是
最高温度	1100℃	
恒温工作温度	1000℃	
炉管材质	高级石英/氧化铝	
炉管直径	50 / 60 / 80 / 100 mm	
加热区长度	300 / 450 / 600 / 800 mm	
真空密封方案	SS 304法兰带实心铜密封圈	
额定真空压力	0.001Pa/10E5 torr	
腔体材质	日本氧化铝纤维	
加热元件	Cr2Al2Mo2丝状线圈	
温度传感器	内置K型热电偶	
控温精度	±1℃	
电源	AC110-220V,50/60HZ	
其他炉管尺寸和加热区长度可定制		

序号	描述	数量
1	炉子	1
2	氧化铝管	1
3	真空法兰	2
4	管热块	2
5	管热块挂钩	1
6	耐热手套	1

