

单卧缸磨机

货号: KT-JM3000



简介

KT-JM3000 是一种混合研磨仪器，用于放置容积为 3000 毫升或以下的球磨罐。它采用变频控制，可实现定时、恒速、换向、过载保护等功能。

[了解更多](#)

加工原理	摩擦
应用样品特征	精细 中低硬度 脆性 干性或低粘性
加工类型	研磨 混合
最大注射尺寸	< 5 毫米
样品粒度范围	1-20 微米
球磨罐数量	1
最大的球磨罐容积	3000 毫升
可用的最小球磨罐容积	250 毫升
球磨罐可选材料	氧化铝 碳化钨 玛瑙 尼龙不锈钢 聚氨酯等
研磨介质可选类型	球形 圆柱形
研磨球可选材料	氧化铝 碳化钨 玛瑙 不锈钢 刚玉
研磨方法	干磨 湿磨
胶辊数量	2 根
胶辊速度	900 转/分钟
胶辊包胶材料	聚氨酯
胶辊运动方式	电动控制
净重	48 千克
外形尺寸	680*430*430 毫米
防护等级	防护等级：IP65
标准	CE