


单冲电动压片机 实验室粉末压片机

货号: TPM-03



简介

单冲电动压片机是一种实验室规模的压片机，适用于制药、化工、食品、冶金和其他行业的企业实验室。

[了解更多](#)

冲片压力可调	50KN
可调节片剂直径	5 毫米 - 25 毫米
可调节片剂厚度	0.5-8 毫米
填充深度	20 毫米
生产能力	3600 片/小时
电机功率	1.5 千瓦
木箱包装尺寸	580*500*830 毫米
重量 (包括外木箱)	150公斤 (含出口免熏蒸木箱包装)