

小型棒磨机筒体清洗机 实验室粉末容器清洁器

货号: KT-BMC



简介

使用这款自动化小型棒磨机筒体清洗机优化实验室工作流程。它专为快速清除多种研磨罐直径的残留粉末而设计，能够有效且可靠地防止地质、冶金和矿物样品制备过程中的样品交叉污染。

了解更多

应用	描述	主要优势
地质化验样品制备	在样品运行之间清除棒磨机筒中的残留金矿石、钼土矿和石英粉末。	消除样品间的交叉污染，确保痕量元素定量的准确性和化验的可靠性。
冶金与矿渣分析	从圆柱形研磨容器中清除粘性的铁矿石、焦炭和脉石颗粒。	防止合金批次间的化学污染，并在高精度冶金测试中保持基准纯度。
煤炭与能源测试	净化粉碎后附着在内筒壁上的细煤粉（80-200 目）。	防止因残留样品携带而导致的灰分和挥发分测量差异。
水泥与建筑材料	清洁研磨筒内嵌入的石灰石、石膏和生料粉末涂层。	保持精确的内部容器体积，并为标准化可磨性测试提供一致的磨蚀条件。
化学与矿物研究	定制实验室合成桶和陶瓷研磨容器的自动卫生处理。	减少人工实验室劳动，标准化清洗周期时间，并遵守洁净室粉末处理程序。

技术参数	规格值 / 详情
型号标识	KT-BMC
适用筒体直径	Φ108 mm, Φ127 mm, Φ144 mm
兼容筒体深度	200 mm ~ 240 mm
进料粉末粒度	80 ~ 200 目
滚刷直径	φ140 mm
滚刷长度	220 mm
滚刷转速	31 r/min
机器旋转速度	115 r/min
输入电源	220 V / 60 Hz
集成风机型号	KMS-101
风机电机功率	1000 W