

实验室马弗炉用氧化铝 (Al₂O₃) 陶瓷坩埚

货号: KM-C01



简介

氧化铝陶瓷坩埚用于某些材料和金属熔化工具，平底坩埚适用于熔化和加工较大批量的材料，稳定性和均匀性更好。

[了解更多](#)

0.9 毫升 (45x8x6 毫米)	9 毫升 (60x30x10mm)	30 毫升 (60x40x20 毫米)	185 毫升 (80x80x40 毫米)	13毫升 (100x30x10mm)	300毫升 (100x100x40毫米)	510 毫升 (120x120x50 毫米)	800 毫升 (200x100x50 毫米)
2毫升 (30x20x10mm)	10 毫升 (50x20x20 毫米)	35 毫升 (60x30x30 毫米)	75 毫升 (90x60x20 毫米)	25 毫升 (100x30x15 毫米)	750 毫升 (100x100x100 毫米)	520 毫升 (140x140x38 毫米)	2600毫升 (200x200x80毫米)
3 毫升 (25x15x15 毫米)	10 毫升 (60x30x14 毫米)	40 毫升 (50x50x25 毫米)	165 毫升 (90x60x40 毫米)	35毫升 (100x30x20毫米)	330毫升 (115x115x35毫米)	425毫升 (150x150x30毫米)	3300ml(200x200x100mm)
3.5 毫升 (20x20x17 毫米)	16 毫升 (60x30x15 毫米)	57 毫升 (75x75x15 毫米)	200 毫升 (90x60x45 毫米)	59 毫升 (100x30x30 毫米)	90毫升 (120x60x20毫米)	750 毫升 (150x150x50 毫米)	3900毫升 (250x250x80毫米)
4毫升 (50x20x10mm)	20 毫升 (60x30x20 毫米)	68 毫升 (65x65x25 毫米)	170 毫升 (90x90x30 毫米)	47 毫升 (100x40x20 毫米)	190毫升 (120x60x40毫米)	1290毫升 (150x150x80毫米)	4800ml(250x50x100mm)
5毫升 (30x20x17毫米)	25毫升 (50x40x20毫米)	100毫升 (65x65x35毫米)	300毫升 (90x90x45毫米)	110 毫升 (100x50x30 毫米)	205毫升 (120x80x30毫米)	800 毫升 (160*160*45 毫米)	11000ml(330*330*120mm)
7毫升 (50x20x15mm)	26毫升 (50x25x35毫米)	110毫升 (70x70x30mm)	22毫升 (100x20x20mm)	150毫升 (100x100x25 毫米)	260毫升 (120x80x40毫米)	1460毫升 (180x180x60毫米)	
3.5 毫升 (20x20x17 毫米)	10 毫升 (60x30x14 毫米)	25 毫升 (100x30x20 毫米)	125 毫升 (98x72x28 毫米)				
5.5 毫升 (45x22x13 毫米)	15毫升 (30x30x30mm)	30 毫升 (80x40x17 毫米)	1800 毫升 (380x135x60 毫米)				
9毫升 (60x25x15毫米)	15毫升 (60x30x15毫米)	50毫升 (90x60x17毫米)					
10 毫升 (50x28x14 毫米)	22 毫升 (100x25x15 毫米)	84 毫升 (120x60x18 毫米)					
9毫升 (60x25x15mm)	50 毫升 (85x30x40 毫米)	125 毫升 (98x72x28 毫米)	1050 毫升 (150x150x60 毫米)	1800毫升 (380x135x60 毫米)			

15毫升 (60x30x15毫米)	84毫升 (120x60x18毫米)	460毫升 (160x120x35毫米)	1290毫升 (150x150x80毫米)	4000ml(225x225x100mm)	
15毫升 (30x30x30mm)	95毫升 (120x100x15毫米)	710毫升 (155x120x50毫米)	1800ml(150x100x150mm)		
22毫升 (100x25x15毫米)	100毫升 (100x50x30毫米)	900毫升 (120x120x100毫米)	4400ml(200x150x200mm)		
0.9 毫升 (45x8x6毫米)	59 毫升 (100x30x30毫米)	260 毫升 (100x100x35毫米)	1880 毫升 (340x220x35毫米)	6900毫升 (330x330x80毫米)	
3毫升 (25x15x15毫米)	84 毫升 (65x65x30毫米)	425毫升 (150x150x30毫米)	3120毫升 (300x150x90毫米)	14升 (330x330x160毫米)	
5毫升 (30x20x17毫米)	170毫升 (170x53x30毫米)	445毫升 (100x100x60毫米)	3300ml(200x200x100mm)		
16毫升 (40x30x20mm)	200毫升 (115x90x30毫米)	1090毫升 (140x140x70毫米)	3760毫升 (300x200x80毫米)		
35毫升 (70x30x30毫米)	230毫升 (115x65x45毫米)	1260毫升 (160x120x85毫米)	4000ml(235x165x130mm)		
一个大号 (50x40x20) 和两个小号 (30x20x17)	一个大号 (90x65x30) 四个小号 (50x20x20)	一个大号 (100x30x20) 四个小号 (20x20x17)	一个大号 (115x90x30) 五个小号 (75x20x20)	一个大号 (120x60x20) 和两个小号 (50x40x20)	
一个大号 (80x80x40) 和两个小号 (60x30x30)	一个大号 (90x65x30) 和两个小号 (50x40x20)	一个大号 (100x30x20) 和三个小号 (30x20x17)	一个大号 (115x115x35) 和三个小号 (100x30x20)	一个大号 (120x60x20) 和两个小号 (100x20x20)	
一个大号 (90x60x20) 和四个小号 (50x20x20)	一个大号 (90x65x30) 和三个小号 (52x25x23)	一个大号 (100x40x20) 和三个小号 (φ 28x17)	一个大号 (120x30x15) 五个小号 (20x20x17)	一个大号 (120x60x20) 五个小号 (50x20x20)	
一个大号 (90x60x17) 和三个小号 (50x28x1)	一个大号 (100x30x15) 和三个小号 (30x20x10)	一个大号 (100x40x20) 和三个小号 (φ 30x30)	一个大号 (115x115x35) 和三个小号 (100x30x20)	一个大号 (120x60x40) 和三个小号 (40x35x25)	
一个大号 (90x60x20) 和两个小号 (50x40x20)	一个大号 (100x30x20) 五个小号 (φ 18x26)	一个大号 (100x100x40) 九个小号 (10 毫升)	一个大号 (120x35x18) 七个小号 (25x15x15)	一个大号 (120x80x30) 六个小号 (20 毫升)	
一个大号 (90x60x20) 五个小号 (80x10x10)	一个大号 (100x30x20) 和四个小号 (φ 20x20)	一个大号 (115x65x45) 和四个小号 (50x25x35)	一个大号 (120x60x18) 和四个小号 (50x28x14)	一个大号 (120x80x40) 和六个小号 (15 毫升)	
一个大号 (φ 58x60) 和七个小号 (φ 16x50)	一个大号 (100x40x20) 和三个小号 (φ 28x17)	一个大号 (120x60x20) , 两个小号 (100x20x20 半圆形)			
一个大号 (φ 70x70) 和三个小号 (φ 28x58)	一个大号 (100x40x20) 和三个小号 (φ 30x30)	一个大号 (120x60x40) 和三个小号 (40x35x25 半圆形)			
一个大号 (100x30x20) 和四个小号 (φ 20x20)	一个大号 (100x100x40) 九个小号 (10 毫升普通型)	一个大号 (120x80x40) 六个小号 (15 毫升)			
一个大号 (100x30x20) 五个小号 (φ 18x26)	一个大号 (115x65x45) 四个小号 (50x25x35)	一个大号 (120x80x30) 六个小号 (20 毫升加强型)			
2 毫升 (50x10x10mm)	7 毫升 (50x20x15毫米)	68 毫升 (65x65x25 毫米)	110 毫升 (100x50x30毫米)	165毫升 (90x60x40毫米)	1000毫升 (150x10x80)
2.5毫升 (70x12x7毫米)	15毫升 (75x20x20mm)	75 毫升 (90x60x20 毫米)	115 毫升 (65x65x35毫米)	170 毫升 (90x90x30毫米)	2000ml(160x140x120mm)
4毫升 (50x20x10mm)	34毫升 (150x20x20mm)	85毫升 (120x60x18mm)	120 毫升 (90x65x30毫米)	185 毫升 (80x80x40毫米)	2600 毫升 (200x200x80 毫米)

4.5毫升 (80x10x10mm)	57 毫升 (75x75x15 毫米)	80 毫升 (120x60x18 毫米)	135 毫升 (95x68x28 毫米)	185 毫升 (94x68x38 毫米)	4800ml(250x250x100mm)
7毫升 (50x25x10mm)	63 毫升 (150x45x20 毫米)	90毫升 (120x60x20mm)	160毫升 (78x28x107 毫米)	520毫升 (140x140x38 毫米)	

1.5 毫升, 带孔 (30x10x9.5 毫米)	60 毫升 (100x43x26 毫米)
19 毫升 (100x24x17)	114 毫升 (100x56x35 毫米)
24 毫升 (73x30x22 毫米)	175毫升 (100x84x35毫米)
36 毫升 (100x27x27 毫米)	其他规格可定制

0.9 毫升 (带盖) (45x8x6 毫米)	26 毫升 (带盖) (50x25x35 毫米)	80 毫升, 带盖 (120x60x18 毫米)	150 毫升, 带盖 (100x100x25 毫米)	330 毫升 (带盖) (115x115 x35 毫米)	520 毫升, 带盖 (140x140x38 毫米)
3 毫升 (带盖) (25x15x15 毫米)	40 毫升 (带盖) (50x50x25 毫米)	84 毫升 (带盖) (65x65x30 毫米)	160 毫升 (带盖) (78x28x107 毫米)	370 毫升, 带盖 (200x100x25 毫米)	750 毫升, 带盖 (150x150x50 毫米)
4 毫升, 带盖 (50x20x10 mm)	59 毫升, 带盖 (100x30x30 毫米)	100 毫升, 带盖 (65x65x35 毫米)	170 毫升, 带盖 (90x90x30 毫米)	425 毫升, 带盖 (150x150x30 毫米)	800 毫升, 带盖 (200x100x50 毫米)
7 毫升 (带盖) (50x20x15 毫米)	60 毫升 (带盖) (105x105x12 毫米)	100 毫升, 带盖 (100x50x30 毫米)	260 毫升, 带盖 (100x100x35 毫米)	445 毫升, 带盖 (100x100x60 毫米)	900 毫升, 带盖 (120x120x100 毫米)
7 毫升, 带盖 (50x25x10 mm)	68 毫升 (带盖) (65x65x25 毫米)	110 毫升 (带盖) (70x70x30 毫米)	310 毫升 (带盖) (105x105x40 毫米)	510 毫升, 带盖 (120x120x50 毫米)	

4 毫升 (50x20x10mm)	26 毫升 (50x25x35 毫米)	195 毫升 (85x80x40 毫米)	800 毫升 (200x100x50 毫米)	3100毫升 (220x220x80 毫米)
5.5毫升 (100x10x10mm)	30 毫升 (60x40x20 毫米)	200毫升 (90x60x45毫米)	1100 毫升 (305x90x60 毫米)	298毫升 (200x100x30 mm)
10 毫升 (75x18x14 毫米)	35毫升 (120x30x15毫米)	205毫升 (120x80x30毫米)	1480毫升 (200x200x50 mm)	
16毫升 (60x30x15毫米)	150毫升 (100x100x25毫米)	210毫升 (85x85x40毫米)	2400毫升 (250x155x80 毫米)	
20毫升 (52x25x23毫米)	190毫升 (120x60x40毫米)	370毫升 (200x100x25mm)	2830毫升 (300x180x70 毫米)	

1050 毫升 (带盖) (150x150x60 毫米)	1460 毫升, 带盖 (180x180x60)	2600 毫升, 带盖 (200x200x80)	6900 毫升, 带盖 (330x330x80 毫米)
1090 毫升 (带盖) (140x140x70 毫米)	1480 毫升, 带盖 (200x200x50)	4400 毫升, 带盖 (200x150x200 毫米)	11000 毫升, 带盖 (330x330x120)
1290 毫升, 带盖 (150x150x80 毫米)	2830 毫升, 带盖 (300x180x70)	4800 毫升, 带盖 (250x250x100 毫米)	14 升, 带盖 (330x330x160 毫米)

4 毫升, 带盖 (20x20x18 毫米)	3.5 毫升, 带盖 (20x20x17 毫米)
--------------------------	----------------------------

800 毫升 (130x120x75 毫米)	1300ml(130x120x115m m)
------------------------------	---------------------------