


方形实验室压模

货号: PMS



简介

使用方形实验室压制模具（有各种尺寸可供选择），轻松制作均匀的样品。适用于电池、水泥、陶瓷等。可定制尺寸。

[了解更多](#)

| 型号 | PMS-A | PMS-B | PMS-C | PMS-D | PMS-E | PMS-F | PMS-G |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 材料 | 铬 12MoV | | | | | | |
| 压头硬度 | HRC60-HRC62 | | | | | | |
| 试样尺寸 | 3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 mm | 12×12 /15×15 /16×16 /18×18 /20×20 毫米 | 22×22 /25×25 /30×30 毫米 | 32×32 /35×35 /40×40 毫米 | 50×50 /60×60 /70×70 毫米 | 81-150 毫米 (长边) | 151-200 毫米 (长边) |
| 空腔深度 | 20 毫米 | 30 毫米 | 40 毫米 | 45 毫米 | 55/60/65 毫米 | 60 毫米 | 60 毫米 |
| 外部尺寸 | φ43×93毫米 | φ53×120毫米 | φ73×133毫米 | φ88×150毫米 | φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm | 160×140 毫米 | 220×160毫米 |
| 重量 (千克) | 0.65 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 7.3/11.4/20 | 25 公斤-40 公斤 | 45 公斤-80 公斤 |

可定制其他尺寸