


方形实验室压模

货号: PMS



简介

使用方形实验室压制模具（有各种尺寸可供选择），轻松制作均匀的样品。适用于电池、水泥、陶瓷等。可定制尺寸。

[了解更多](#)

型号	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G
材料	铬 12MoV						
压头硬度	HRC60-HRC62						
试样尺寸	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 mm	12×12 /15×15 /16×16 /18×18 /20×20 毫米	22×22 /25×25 /30×30 毫米	32×32 /35×35 /40×40 毫米	50×50 /60×60 /70×70 毫米	81-150 毫米 (长边)	151-200 毫米 (长边)
空腔深度	20 毫米	30 毫米	40 毫米	45 毫米	55/60/65 毫米	60 毫米	60 毫米
外部尺寸	φ43×93毫米	φ53×120毫米	φ73×133毫米	φ88×150毫米	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm	160×140 毫米	220×160毫米
重量 (千克)	0.65	1.2	2.4	4.8	7.3/11.4/20	25 公斤-40 公斤	45 公斤-80 公斤

可定制其他尺寸