

立式压力蒸汽灭菌器（实验室部门专用）

货号: KT-P03



简介

立式压力蒸汽灭菌器是一种自动控制的灭菌设备，由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。

[了解更多](#)

型号	KT-35HG	KT-50HG	KT-75HG	KT-100HG
灭菌室容积	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
固定工作应力	0.22Mpa			
额定工作温度	134℃			
工作压力	0.23Mpa			
热均匀性	≤±1℃			
定时选择范围	0-99min/0-99hour59min			
温度选择范围	0-134℃			
功率/电源电压	2.5 千瓦/交流 220 伏 50 赫兹	3 千瓦/交流 220 伏 50 赫兹	4.5 千瓦/交流 220 伏 50 赫兹	
尺寸（毫米）	600×410×1030	650×410×1140	690×470×1140	730×510×1270
运输体积（毫米）	730×500×1170	730×500×1290	760×550×1290	820×600×1380
毛重/净重	96 千克/77 千克	102 千克/83 千克	120 千克/98 千克	135 千克/110 千克