

## 108 升立式超低温 Ult 冷冻机

货号: KTFDV-108



### 简介

实验室用超低温冷冻箱：-86°C

存储、精确控制、环保、不锈钢内壁。现在就确保您的样品安全！

[了解更多](#)

特点	规格
型号	KTFDV-108
容量	108L
内部温度	-40°C 至 -86°C (可调)
温度控制	微电脑电子控制器, 数字显示屏
温度探头	PTC
报警系统	声光报警
电源	220 伏/50 赫兹
耗电量	480W
能耗	6.5 千瓦时/24 小时
保护级别	I/B
气候类型	N
制冷剂	无氟环保混合制冷剂
制冷系统	单压缩机自动级联系统
冷凝器风扇	高效、低噪音风扇
外箱	粉末涂层冷轧钢板
内机箱	304 不锈钢
搁板/内门	1 层搁板, 2 扇内门 (304 不锈钢)
隔热层厚度	120 毫米
压力平衡口	1 个 (直径 18 毫米)
脚轮	4
净重/毛重	107/133 千克
外部尺寸 (宽*深*高)	700*730*1260 毫米
内部尺寸 (宽*深*高)	460*460*510 毫米