

Xrf 硼酸实验室粉末颗粒压制模具

货号: PMXB



简介

使用我们的 XRF

硼酸实验室粉末颗粒压制模具可获得准确的结果。非常适合用于制备 X

射线荧光光谱分析的样品。可定制尺寸。

[了解更多](#)

| | |
|-----------|--------------|
| 型号 | PMXB-A |
| 材料 | 铬12钼钒 |
| 压头硬度 | HRC60-HRC62 |
| 试样尺寸 | φ32 / φ40 毫米 |
| 型腔深度 | 45 毫米 |
| 外部尺寸 | φ73×133 毫米 |
| 重量 (千克) | 3.2 |

可定制其他尺寸