

Xrf 硼酸实验室粉末颗粒压制模具

货号: PMXB



简介

使用我们的 XRF

硼酸实验室粉末颗粒压制模具可获得准确的结果。非常适合用于制备 X

射线荧光光谱分析的样品。可定制尺寸。

[了解更多](#)

型号	PMXB-A
材料	铬12钼钒
压头硬度	HRC60-HRC62
试样尺寸	φ32 / φ40 毫米
型腔深度	45 毫米
外部尺寸	φ73×133 毫米
重量 (千克)	3.2

可定制其他尺寸