



KINTEK SOLUTION

牙科炉 目录

联系我们获取更多目录 [样品制备](#), [热能设备](#), [实验室耗材和材料](#), [生化设备](#), 等等

KINTEK SOLUTION

公司简介

>>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



真空牙科烤瓷烧结炉

货号: KT-DV10



简介

使用 KinTek

真空陶瓷炉可获得精确可靠的结果。它适用于所有瓷粉，具有双曲陶瓷炉功能、语音提示和自动温度校准功能。

[了解更多](#)

加热速度	最高 200°C/分钟 (392°F/分钟)
最高温度	最高 1200°C (2283°F)
最高保温时间	2 小时
真空度	1-101%
电源	100-120 伏 50/60 赫兹 230 伏 50/60 赫兹
额定电流	14.5 安培@110 伏 7.0 安培@230 伏
额定输出功率	最大 1500 瓦
尺寸	高 27 厘米 x 宽 36 厘米 x 深 53 厘米
燃烧室直径	9 厘米 (3.5 英寸)
净重	20 千克
带包装重量	23.5 千克

带变压器的椅旁牙科烧结炉

货号: KT-DS10



简介

使用带变压器的椅旁烧结炉，体验一流的烧结工艺。操作简便、无噪音托盘和自动温度校准。立即订购！

[了解更多](#)

加热速度	最高 200°C/分钟 (392°F/分钟)
最高温度	1530°C
最高保温时间	2 小时
电源	100-120 伏 50/60 赫兹 230 伏 50/60 赫兹
额定电流	14.5 安培@110 伏 7.0 安培@230 伏
额定输出功率	最大 1500 瓦
尺寸	高 27 厘米 x 宽 36 厘米 x 深 56 厘米
燃烧室直径	9 厘米 (3.5 英寸)
净重	20 千克
带包装重量	25.5 千克

牙科真空压制炉

货号: KT-DP10



简介

利用牙科真空压力炉获得精确的牙科效果。自动温度校准、低噪音托盘和触摸屏操作。立即订购！

[了解更多](#)

加热速度	最高 200°C/分钟 (392°F/分钟)
最高温度	最高 1200°C (2283°F)
最高保温时间	2 小时
真空度	1-101%
电源	100-120 伏 50/60 赫兹 230 伏 50/60 赫兹
额定电流	14.5 安培@110 伏 7.0 安培@230 伏
额定输出功率	最大 1500 瓦
尺寸	高 27 厘米 x 宽 36 厘米 x 深 70 厘米
燃烧室直径	9 厘米 (3.5 英寸)
净重	23 千克
带包装重量	26.5 千克



Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

