



KINTEK SOLUTION

## 钨船 目录

联系我们获取更多目录 [样品制备](#), [热能设备](#), [实验室耗材和材料](#), [生化设备](#), 等等

# KINTEK SOLUTION

## 公司简介

### >>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



## 钨蒸发舟

货号: LMF-TEB



### 简介

了解钨舟，也称为蒸发钨舟或涂层钨舟。这些钨舟的钨含量高达

99.95%，是高温环境的理想选择，广泛应用于各行各业。在此了解它们的特性和应用。

[了解更多](#)

型号	厚度 (毫米)	宽度 (毫米)	长度 (毫米)	形状
#207	0.2	7	100	
#215	0.2	15	100	
#308	0.3	8	100	
#310	0.3	10	100	圆底/平底/蝴蝶形/可定制
#315	0.3	15	100	
#413	0.4	13	50	
#525	0.5	25	78	



## Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

